


# Rectal Self-Swab Collection Instructions


## *Instrucciones para obtener muestras rectales con un hisopo*

- 1** Take swab package from the Specimen Cabinet. Open swab package and remove one clean swab.  
*Tome un paquete de hisopos del gabinete (Specimen Cabinet). Abra el paquete de hisopos y tome un hisopo limpio.*




- 2** Insert the clean swab about 1 inch into the anus and rotate swab against the rectal wall at least 3 times. If there is visible feces (stool) on the swab, place the swab into red biohazard container and repeat this step with the clean swab.

*Introduzca el hisopo aproximadamente 1 pulgada dentro del ano y gire el hisopo contra la pared rectal al menos 3 veces. Si ve excremento en el hisopo, deposite el hisopo en el recipiente rojo para desechos biológicos (biohazard), y repita este paso con un hisopo limpio.*



- 3** Without spilling the liquid inside, carefully remove the cap from the tube with the "Rectal" label. Place the swab in the tube (swab side down).

*Sin derramar el líquido que contiene, con cuidado quite la tapadera del tubo con etiqueta que dice "Rectal". Coloque el hisopo en el tubo, con la muestra hacia abajo.*



- 4** Carefully break the swab shaft at the black line.  
*Con cuidado rompa el mango del hisopo a la altura de la línea negra.*

- 5** Put cap back tightly on tube to prevent any leaking.  
*Ponga la tapadera al tubo, apretándola para evitar escurrimiento.*

- 6** Wash your hands. Place tube back into the Specimen Cabinet.  
*Lávese las manos. Regrese el tubo al gabinete de muestras.*

